

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Este coche de curación se utiliza para trasladar el material e instrumental de uso sanitario a una habitación, ya sea de hospital o de cualquier centro, para realizar las curaciones a los pacientes y facilitar las tareas del personal de enfermería y geriatría.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: Mobiliario medico / Transporte de medicamentos para heridas.
- Modelo:
- Dimensiones: 88 (Alto) × 80 (Ancho) x 40 (Fondo) cm.
- Material: Fierro pintado.
- N.º de cajones: 2 cajones pequeños, 2 grandes con divisiones de 2 en cada 1.
- Ruedas: 4.
- Amoblado: sí.
- Incluye llaves: si 2.
- Peso aprox: 15 kg.
- Incluye insumos: No.

