



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El negatoscopio ha sido diseñado para satisfacer las necesidades en hospitales, clínicas y centros médicos, permitiendo a los hospitales y laboratorios privados contar con requerimientos más altos que los estándares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Estructura de plancha laminada al frio LAF de 0.5.
- Capacidad de 2000 a 3000 volumen por campo.
- Iluminación basada en focos led 12 volt.
- 1 interruptor tipo dado por campo.
- Elemento de sujeción flexible de acero para las películas radiográficas.
- Luna acrílica opal de 2mm.
- Esmaltado interior con pigmento blanco.
- Gabinete exterior de acero satinado.

