

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Es un baño maría con circulador de agua, cuenta con una bomba de inmersión.
- Excelente control de temperatura.
- La gran abertura del baño maría permite sumergir las muestras cómodamente.
- Tanque interno de acero inoxidable.
- Calentador de tubería de acero inoxidable de inmersión de larga duración.
- Certificación de calidad: ISO 9001. ISO 13485.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Capacidad: 20 Litros.
- Dimensiones internas del tanque (mm): 290 (ancho) x 490 (largo) x 150 (Alto).
- Ajuste de temperatura: Digital.
- Control de temperatura: PID.
- Sensor de temperatura: PT 100Ω.
- Estabilidad:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ .
- Rango de temperatura de trabajo: Temperatura ambiente +  $5^{\circ}\text{C}$  hasta los  $100^{\circ}\text{C}$ .
- Potencia: 1200W.
- Peso Neto: 10 Kg.
- Peso Bruto: 11.5 Kg.

