

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Desinfección sin agua: Utiliza calor seco para eliminar eficazmente bacterias, virus y otros microorganismos sin necesidad de utilizar agua o productos químicos.
- Amplia capacidad: Con un generoso espacio interior, nuestro esterilizador puede acomodar una variedad de elementos, desde instrumentos médicos y dentales hasta herramientas de belleza y estética.
- Control de temperatura: Cuenta con un sistema de control de temperatura ajustable que te permite seleccionar la temperatura adecuada para el tipo de artículo que deseas esterilizar.
- Tiempo de esterilización rápido: Gracias a su avanzada tecnología, el esterilizador de calor seco logra un proceso de esterilización rápido y eficiente, permitiéndote ahorrar tiempo en tu rutina diaria.
- Seguridad y protección: Equipado con características de seguridad, como protección contra sobrecalentamiento, garantiza una operación segura y sin riesgos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Esterilización a base de calor seco.
- Precalentamiento automático integrado.
- Un foco piloto que indican temperatura y tiempo.
- Termostato graduado de 50°C a 300°C.
- 2 bandejas de esterilización y 1 una agarradera de plástico.
- Timer de control de tiempo graduado de 0 a 60 a 120 minutos.
- Resistencia oculta para evitar el calor directo en el material.
- Power: 220V – 60 Hz / 400 W – 2.0 A.
- Exterior e interior en acero satinado inoxidable de 0.5mm. (Acero 430).
- Exterior e interior en acero mate inoxidable de 0.6mm.
- Dimensiones Interiores: 230x330x241 (milímetros).
- Dimensiones Exteriores: 380x511x308 (milímetros).

