



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Es ampliamente utilizada para medir la altura y el peso de personas en empresas, escuelas, hospitales, clínicas e instalaciones deportivas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: para medir la altura y el peso de personas.
- 300 kilos x 100 gr.
- Regla de talla de 0.60 cm x 2.00 m.
- Pintura electrostática.
- Plataforma de acero inoxidable.
- 280 x 380 mm.
- Protector antideslizante.
- Regulador de nivel de base.
- Nombre comercial: Balanza digital con tallímetro.

