

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Es una camilla de emergencias y transporte manual con estructura metálica de aluminio ligero y resistente y tela de nylon plastificado que facilita su limpieza y desinfección. Resiste hasta 120 Kg siendo cómoda y segura tanto para el paciente como para los camilleros gracias al sistema de tensión de la camilla situado bajo la tela que asegura el total estiramiento de la estructura y de la tela sin peligro de moverse y a los agarraderos de caucho que ayudan a la prensión y evitan que se resbale de las manos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Estructura: Aluminio ligera y sólida.
- Lona: PVC revestido de vinilo impermeable.
- Plegable a lo ancho: De forma longitudinal y doble plegado.
- Incluye: 2 correas para asegurar al paciente.
- Cuenta con: patas de soporte en las bases.
- Incluye: maletín de transporte.
- Largo: 220 cms.
- Ancho: 50 cms.
- Peso: 10K.
- Carga: 120K.
- Color: Naranja.

