

COCHE DE ANESTESIA

Código: CMS-ET004

Marca: CMS

Procedencia: CHINA

DESCRIPCIÓN:

- Coche de anestesia, antiestático con cerradura y ruedas giratorias.
- Estructura de ABS, resistente a la corrosión. Cuenta con 4 agarraderas laterales incorporadas a la mesa de trabajo principal.
- Cajones con correderas telescópicas.
 - 1º y 2º cajón (42*56*8 cm)
 - 3º y 4º cajón (42*56*11.7 cm)
 - 5º cajón (42*56*24 cm)
- Tabla de compresiones cardiacas portable de ABS. Ligera, resistente y lavable.
- Tacho para desecho de agujas
- 2 cestas para desechos de ABS
- Soporte de cilindro de oxígeno incorporado.
- Incluye tablero para RCP, línea de alimentación de energía de 5 metros, archivador de registros, cesta porta agujas y 2 cestas para desechos.
- Color azul, rojo y gris



Especificaciones generales			
Marca	CMS	Número de cajones	5
Modelo	Coche de Anestesia	Cierre central	Si
Código	CMS-ET004	Llantas	Tipo de llantas: omnidireccionales N° de llantas: 4 N° de frenos: 2 Tamaño de llanta: 4" (10 cm)
Material de fabricación	- Estructura de aluminio - Cubierta de ABS		
Dimensión d e l producto (L * W * H)	84.5*52*98 cm	Tabla RCP	39*53 cm
Dimensión del empaque (L * W * H)	87*54*101 cm	Porta desfibrilador	38*30 cm
Peso neto	44.7 kg	Toma corriente	5 m
Peso bruto	51 kg	Porta oxígeno	14*12 cm
Normativa principal	FDA, ISO 9001, CE.	Procedencia	China