



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Reduce la incidencia de las úlceras por presión.
- Destinada a la atención domiciliaria individual y de cuidados de larga duración.
- Colchón con sistema de circulación del aire para prevenir las escaras de los pacientes postrados en cama por largo plazo.
- Sistema alternante para mejorar la circulación del paciente postrado.
- Motor diseñado para trabajar las 24hrs.
- Colchoneta de látex de fácil lavado.
- Regulador de presión.
- Está destinado para la atención domiciliaria individual y cuidados de larga duración.
- Manejo del dolor según lo prescrito por un médico.
- Evita la formación de escaras.
- Alivia los dolores musculares y corporales.
- Alivio en pacientes con Quemaduras y Mal de Alzheimer.
- Ayuda a conciliar un sueño profundo y provoca placer.
- Combate el stress.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Alimentación o entrada de poder: 220V, 60Hz.
- Salida de Aire: ≥ 5 a 7 Litros por minuto.
- Resistencia del equipo: 120 kg a 130 kg.
- Consumo: 7W.
- Tamaño del motor (cm): 23.5 x 11.2 x 10.8.
- Peso del equipo compresor: 2 Kg.
- Tamaño y dimensiones del colchón (cm): 200 (largo), 90 (ancho), 7 (alto) cm.
- Tamaño: 2.00 Mts x 90Cm (inflado)
- Incluye kit de reparación del colchón.
- Material: PVC
- Color del colchón: Beige.
- Motor compresor de aire de trabajo continuo (24 horas).
- Regulador de presión.
- Doble Colchón interno plastificado.
- Controlado por el microordenador.
- Rango de presión: 70 ~ 130 mm Hg
- Nombre comercial: colchón antiescaras.

