

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Este producto está hecho de plástico y espuma de espuma.
- El material de espuma suave hace que se ajuste al cuello y sea cómodo.
- El collarín de espuma es adecuado para la persona que se lastima el cuello y necesita apoyo vertical. También es adecuado para pacientes con dolor de cuello durante los primeros auxilios. Puede reducir el dolor, aflojar todos los músculos del cuello y aliviar el esguince de cuello.
- Puede cooperar con la apertura de las vías respiratorias para facilitar el control de la arteria carótida y la intubación de la tráquea, el diseño del orificio abierto en la parte posterior es conveniente para la palpación y la permeabilidad del aire, un bloqueo fijo único garantiza la estabilidad y la simetría del tapón del cuello.
- Todo el material no tiene componentes metálicos. Es adecuado para que los pacientes realicen radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, y no es necesario quitarse el aparato ortopédico en el momento de la inspección.
- Puede formar un sistema de fijación espinal con tableros espinales juntos.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

<b>Uso:</b>	Ortopedia / trauma y más.
<b>Modelo:</b>	AD-17 (adulto).
<b>Tamaño abierto:</b>	57 × 17 × 1 cm.
<b>Tamaño del embalaje (50PCS):</b>	60 × 50 × 41 cm.
<b>NO (1PCS):</b>	0,13 kg.
<b>GW (50PCS):</b>	8 kg.
<b>Nombre comercial:</b>	Collarín cervical.

