



### DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El collarín Philadelphia se usa para inmovilizar y estabilizar el cuello en casos de lesiones cervicales, esguinces, traumatismos, postoperatorios o enfermedades degenerativas. Ayuda a reducir el dolor y prevenir movimientos que puedan agravar la lesión. Fabricado en Eva + espuma con refuerzos de termoplástico rígido en las zonas mentoniana y occipital, ofrece un soporte efectivo mientras mantiene la comodidad del paciente.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Material: Eva + espuma.
- Talla: S/M/L.
- Peso neto: 500g.
- Tipo: Dispositivo de primeros auxilios.
- Color: rosa claro.
- Información del embalaje: 82\*42\*45cm, 50 piezas/ caja, 10 kg.
- Embalaje: Bola de PP.
- Certificación: CE.

