

ELECTROBISTURÍ (ELECTROCAUTERIO)

Marca: OBS

Mod: 100A

Equipo portátil, adecuado para cirugía general y veterinaria

Modos de trabajo:

- Corte Puro: 5 ~ 100W (carga: 300Ω).
- Corte mezcla: 5 ~ 50W (carga: 300Ω).
- Coagulación forzada: 5 ~ 80W (carga: 500Ω).
- Coagulación suave: 5 ~ 50W (carga: 500Ω).

Datos técnicos:

- Voltaje: 230 V $\pm$ 10 V.
- Frecuencia de trabajo: 330 - 460KHz.
- Corrientes de fuga a tierra: menos de 0,5 mA.
- Corrientes de fuga a paciente: menos de 0.01mA.
- Rango Ambiental de la temperatura: 5 ° ~ 40 °.
- Rango Ambiental de la temperatura: $\leq$ 80%.
- Rango de presión atmosférica: 86.0 ~ 106.0kPa.

Accesorios:

- Electro-lápiz, cable de conexión, electrodo de tierra no reusable y cable poder.
- Pedal (opcional).

