



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Calidad acústica: tiene una membrana especial para un sonido más preciso, de 44 mm de diámetro.
- Comodidad para el paciente: Sus novedosos anillos anti-escalofríos, le permiten un mejor contacto con la piel sin producir grandes cambios de temperatura.
- Amplia gama de frecuencias : su innovador sistema acústico cuenta con sensores altamente sensibles para lograr una excelente auscultación en todo tipo de paciente.
- Comodidad: olivas auriculares especialmente suaves que se pueden reemplazar y ajustar de forma que se adapten completamente al canal auditivo y sean cómodas de llevar.
- Ligereza: fabricada con acero inoxidable, apenas pesa 151 gramos siendo muy cómodo de usar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Marca: Riester.
- Modelo: 4210.
- Diámetro de membrana 44 mm.
- Longitud total 74 cm.
- Peso 151 g.
- Pieza de contacto doble fresada con gran precisión.
- Arcos anatómicos con fleje múltiple interior para una presión de apriete regulable.
- Material: Acero inoxidable.
- Membrana: Bilateral para una acústica precisa, Ø 44 mm.
- Sin látex.
- Incluye un par de olivas auriculares de repuesto, una membrana de recambio y placa para el nombre.
- Procedencia: Alemania.

