



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Usadas en tratamiento de fracturas o como complemento de cirugías ortopédicas, en rehabilitación como parte de terapia ocupacional, usadas también en la inmovilización de brazos, piernas y muñeca. Hechas de madera, forradas con vinilo resistente y acolchadas por ambos lados con tela de espuma. Resistentes, lavables y de fácil uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: Ortopedia/ trauma y más.
- Material: forro vinilo y tela de espuma.
- Presentación: Juego de 06 piezas.
- Medidas madera 1: 15 x8 x 1cm.
- Medidas madera 2: 20 x8 x 1cm.
- Medidas madera 3: 30 x8 x 1cm.
- Medidas madera 4: 40 x8 x 1cm.
- Medidas madera 5: 50 x8 x 1cm.
- Medidas madera 6: 60 x8 x 1cm.
- Peso neto: 2 Kg.
- Colores: Azul o Naranja.
- Nombre comercial: Kit de férula de madera.

