



### DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Lo básico que debe contener en este maletín son: vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos, entre otros. Considerar los medicamentos propios para niños y adultos mayores, así como los que se consumen de manera cotidiana por enfermedad crónica de algún miembro de la familia.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: traumatología / emergencia y más.
- Dimensiones: 50 x 40 x 12 cm.
- Capacidad: 22 litros.
- Número de bolsillos: 4 laterales.
- Divisiones totales: 8 (4 en el interior y 4 laterales).
- Cinta reflectiva: sí.
- Interior acolchado: sí.
- Material: nylon reforzado en costuras.
- Incluye insumos: no.
- Nombre comercial: maletín de emergencia.

