

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Nebulizador portátil con diseño en forma de perrito, ideal para niños por su forma atractiva, pero también funcional para adultos. Su sistema de compresor permite una eficiente administración de medicamentos en tratamientos respiratorios. Su presentación amigable ayuda a reducir el miedo o ansiedad en los más pequeños durante la terapia.
- Apto para uso adulto y pediátrico con sistema de compresor eficiente.
- fácil de transportar y usar en casa o consultorio.
- Funcionamiento eléctrico con enchufe estándar.
- Facilita el tratamiento de afecciones respiratorias como asma, bronquitis y alergias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Modelo: MCN-S600MB.
- Alimentación: AC 220V / 60Hz.
- Rango de presión del compresor: 30 - 50 Psi/206 - 345 Kpa.
- Rango de presión de funcionamiento: 9,5 - 16 Psi/65,5 - 110 Kpa. Ruido: ≤ 65 dB.
- Capacidad de medicación del nebulizador: 6 ml.
- Tamaño de partícula: 265% dentro del rango de 0,5 a 5 μ m.
- Tasa promedio de nebulización: ≥ 0.2 ml/min.
- Peso aproximado: 1.5 kg.
- Dimensiones: 20 x 14 x 11 cm (aprox).

ACCESORIOS:

- 01 maquina nebulizadora.
- 01 tubo de aire.
- 01 masca pediátrica.
- 01 masca adulto.
- 01 boquilla.
- 01 copa nebulizadora.

