



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Oxímetro de pulso Riester ri-fox N – Para la medición rápida y precisa del pulso y SpO2 para adultos y niños en solo cuestión de segundos.
- Iluminación intensa de la pantalla LED para una buena visibilidad. Duración de las pilas de 30 horas aprox (en servicio continuo).
- Apagado automático a los 8 segundos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado.
- Medición fácil y rápida mediante introducción de un dedo.
- Iluminación intensa de la pantalla LED para una buena visibilidad.
- Duración de las pilas de 30 horas aprox. (en servicio continuo).
- Apagado automático a los 8 segundos.
- Área de medición SpO2: 70%-100%.
- Resolución SpO2: 1%.
- Exactitud de medición: 70%-100%: +/- 2%.
- Área de medición pulso: 30-235bpm.
- Resolución pulso: 1bpm.
- Exactitud de medición pulso: 30-100: +/-2bpm, 101-235: +/-2%.
- Pantalla LED (SpO2, pulso, señal de pulso, indicación visual por pilas flojas).

