



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- Ampliamente utilizada en las pruebas VDRL, PRP y EIA
- La velocidad es estable y constante.
- Fácil de operar.
- Con Velocidad variable y control de tiempo.
- Equipo libre de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Velocidad: 20-250 rpm (se programa en forma digital).
- Timer: Modo continuo / 0-99 horas y 59 minutos Timer digital.
- Equipado con tacómetro que indica la velocidad.
- Alimentación: 220V 60Hz.
- Diámetro de la Órbita: 20mm.
- Dimensiones de la Plataforma: 28 x 28 (cm).
- Dimensiones W28.0 x D29.5 x D14.0(cm).
- Pantalla Digital para el valor de Velocidad presente y tiempo restante.
- Capacidad de carga: No más de 2.0 Kg bajo 20 a 150rpm, No más de 1.0 Kg por encima de 150 rpm hasta 240 rpm.

