

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Camilla rígida de madera, diseñada y utilizada para situaciones de emergencia o primeros auxilios en sitios de difícil acceso o espacios confinados.
- Indispensable en la ambulancia, campos deportivos, hoteles, departamentos de seguridad e higiene industrial, escuelas, etc.
- Está fabricada con madera resistente.
- Cuenta con agarraderas laterales, para facilitar el traslado del paciente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Uso: emergencia, ortopedia y más.
- Altura: 190 cm.
- Ancho: 40 cm.
- Grosor: 2 cm.
- Soporte: 120kg.
- Peso neto: 8kg
- Incluye: 3 correas negras.
- Nombre Comercial: tabla rígida de madera.

