



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- El torniquete de combate es una herramienta vital para evitar hemorragias extremas o desangramientos.
- Ideal para cualquier servicio de Emergencias (Ambulancias, Rescate, Protección Civil, Militares, etc.).
- Una banda de constricción real para aumentar la presión constrictiva y la comodidad del paciente.
- Diseño de hebilla de cierre rápido, de conexión rápida, que permite un cambio de ruta rápido de la banda alrededor de las extremidades atrapadas sin volver a enhebrar.
- Bajo perfil, componentes de aleación de peso más ligero, proporcionando la resistencia requerida y la durabilidad.
- Método de aplicación individual, independientemente de la ubicación.
- Torniquete táctico y tamaño reducido para un almacenamiento más fácil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Tamaño: 3,8 x 95 cm.
- Tamaño plegado: 18 x 5 x 3.8cm.
- Material: Nylon, correa de nylon + varilla de plástico.
- Peso neto: 100 g.
- Tipo: dispositivo de primeros auxilios.
- Certificación: CE.
- Color: Negro.
- Nombre comercial: torniquete táctico.

