

**DESCRIPCIÓN GENERAL:**

- Vitrina metálica de dos cuerpos, con dos puertas superiores con visor de vidrio, puertas inferiores y cajoneras para guardar instrumentos y material estéril. Mobiliario utilizado en áreas asistenciales como consultorios externos, emergencia, recuperación, cirugía, cuidados intensivos y entre otras áreas.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- Fabricado con plancha metálica laminado al frío de 0.55mm.
- Lleva dos puertas superiores abatibles con vidrio y marco metálico.
- Interior de 2 tableros – 03 espacios.
- Lleva chapa y en su interior dos tableros regulables.
- Dos cajones deslizables con tirador cromado en la parte inferior dos puertas abatibles metálicas.
- Parte interna lleva (01) tablero – 02 espacios.
- Con chapa en su interior.
- Una puerta metálica fija.
- Pintura esmaltada al horno.
- Medidas: 174 alto, 37 fondo, 90 de ancho.
- Gabinete exterior de acero satinado.
- Nombre comercial: vitrina metálica de 2 cuerpos.

