EMERGENCIA

BALON DE OXIGENO DE 2M3 YA

MODELO: CGA-540

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Cilindro de oxígeno de alta presión, diseñado para uso medicinal y domiciliario. Fabricado bajo estándares internacionales para garantizar seguridad, resistencia y confiabilidad en el suministro de oxígeno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: fierro.
- ✓ Norma de fabricación: ISO 9809-3.
- ✓ Altura: 80 cm.
- ✓ Diámetro: 15 cm.
- ✓ Peso (con carga): 16 kg.
- ✓ Tipo de válvula: CGA540.
- ✓ Gas contenido: Oxígeno.



PROCEDENCIA: CHINA

GARANTÍA 1 AÑO